




体圧分散に優れ、水洗いもできる 車椅子用 ジェルクッション GEL CUSHION

坐骨への負担をジェルで軽減

体圧分散 比較



65kgの健常者が車椅子に座った際の座面の加圧状況にて、PELFEE使用時には荷重の分散を確認出来ました。


通気性に優れ、蒸れを軽減

ジェル特有の 立体構造



長時間ご使用時にこもる熱を分散させることにより蒸れを防ぎます。

水洗いできるので便利



3D形状 防水ベース 着脱式ジェルパーツ

ジェルパーツが着脱式なので、3D形状防水ベースから取り外して、水洗いが可能です。

[販売] 希望小売価格:15,000 円 (税抜) / [レンタル] 月額:1,830 円 (TAISコード:01496-000012)

仕 様

品 名 : PELFEE (ペルフィー)
品 番 : SPC-006
サイズ : 全幅 41cm 全奥行 41cm 高さ 7cm
質 量 : 1.34kg

材 質

着脱式ジェルパーツ: エラストマー、ポリエステル
3D形状 防水ベース: ポリウレタン、ポリエステル

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先