

楽匠 Z シリーズ

パラマウントベッド

新しい背上げ機構・ラクリアモーションを搭載したベッドシリーズです。

【樹脂製・木目調】

【木製ボード】

【木製ボード (ハイタイプ)】



＜ベッドが傾くラクリアモーション特徴＞

- ・身体のスレを軽減して仙骨部にかかる圧力をお尻と太ももに再分配させます。背上げ時に骨盤が立ってくるので上体を動かしやすくなります。
- ・離床動作時の背上げ姿勢はベッドの外に足を降ろしやすくなります。
- ・足のむくみを軽減。膝を上げた時の足先の角度を2段階に切り替えられます。
- ・身体が動かしやすいので、視界も広がりやすくなります。
- ・骨盤が立ち上体が動かしやすくなり、食事や作業もしやすくなります。



〔通常の背上げの状態 / ラクリアモーション使用時〕

	3 モーション →背上げ・高さ調整・足上げ機能 2 モーション →背上げ(足運動)・高さ調整	3 モーション				2 モーション			
		91cm幅 レギュラー	91cm幅 ミニ	83 cm幅 レギュラー	83 cm幅 ミニ	91cm幅 レギュラー	91cm幅 ミニ	83 cm幅 レギュラー	83 cm幅 ミニ
樹脂製・木目調	SPC品番	C7331	C7321	C7311	C7301	C7231	C7221	C7211	C7201
	月額レンタル料	12,220円				9,170円			
	利用者負担(1割)	1,222円				917円			
木製ボード	SPC品番	C7332	C7322	C7312	C7302	C7232	C7222	C7212	C7202
	月額レンタル料	12,730円				10,190円			
	利用者負担(1割)	1,273円				1,019円			
木製ボード (ハイタイプ)	SPC品番	C7333	C7323	C7313	C7303	C7233	C7223	C7213	C7203
	月額レンタル料	12,930円				10,190円			
	利用者負担(1割)	1,293円				1,019円			

樹脂製・木目調		木製ボード		木製ボード(ハイタイプ)	
レギュラーサイズ	ミニサイズ	レギュラーサイズ	ミニサイズ	レギュラーサイズ	ミニサイズ
※1 足側の高さも頭側と同じです。	※1 足側の高さも頭側と同じです。	※足側の高さ:41.2~84.7	※足側の高さ:41.2~84.7	※1 足側の高さも頭側と同じです。	※1 足側の高さも頭側と同じです。


※幅83cmの幅は上記のサイズよりベッドの横幅より8cmになります。

楽匠 Feez シリーズ

パラマウントベッド



床高最低15cm!! 安心感を高める「超低床電動ベッド」です。独自の快適な機構に、超低床化による転落等安全性と安心感をプラスしました。



	2 モーター		3 モーター	
	91	91	91	91
種類	樹脂製・木目調	木製ボード	樹脂製・木目調	木製ボード
SPC品番	C267	C259	C354	C343
月額レンタル料	9,170円	10,190円	11,200円	12,220円
利用者負担(1割)	917円	1,019円	1,120円	1,222円

楽匠 S シリーズ (セーフティラウンドボード)

パラマウントベッド



＜安心の超低床 20cm＞  
小柄な方の端座位姿勢が安定するように。万一転落した際のケガのリスクを軽減。あらゆる方に安心なベッドです。

＜より安全に＞  
新開発のセーフティラウンドボードは、すき間に挟まれるリスクを軽減しています。また広い歩きがしやすい形状で安定した歩行も支援します。

	2 モーター				3 モーター				らくらくモーション			
	幅	83		91	幅	83		91	83		91	
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	CS201	CS211	CS221	CS231	CS301	CS311	CS321	CS331	CS601	CS611	CS621	CS631
月額レンタル料	9,170円				12,220円				13,240円			
利用者負担(1割)	917円				1,222円				1,324円			

セーフティラウンドボード	
( )は 91cm幅の寸法です。	( )は ロングの寸法です。
レギュラーサイズ	重量:92kg (94kg)
ミニサイズ	重量:91kg (93kg)

和夢シリーズ 純

シーホネンス



格納式オプション受け

ベッド両サイドのオプション受けは、やさしい形状で高級感のあるデザインを採用。また、未使用時にはボトム下部に格納することが可能です。格納することでベッドからの突出がなくなるため、ベッドの乗り降りや車いすのアプローチがより簡単に行えます。

2 モーター			
幅	90		
長さ	ショート	レギュラー	ロング
SPC品番	C240	C239	C241
月額レンタル料	9,170円		
利用者負担(1割)	917円		
3 モーター			
幅	90		
長さ	レギュラー	ロング	
SPC品番	C334	C334L	
月額レンタル料	12,220円		
利用者負担(1割)	1,222円		

ショート	
重量:75kg	
レギュラー	
重量:76kg	
ロング	
重量:77kg	

プリモレット

プラッツ



2分割構造で簡単組立。ベッド用グリップも装着できるベーシックモデル背上げ1モーターベッド 背上げ70度/背膝連動70度・19度

1 モーター	
マットレスの適合幅	88~90
マットレスの適合長さ	190~193
SPC品番	C121A
月額レンタル料	4,070円
利用者負担(1割)	407円

レギュラー	
重量:62.5kg	

防水シート  
安心して寝

3D立体構造でしっかり水分を吸水し、速乾させることでおれを防ぎます。















安心して寝  
防水シート 全面サイズ  
定価 [税込] ¥7,480



安心して寝  
防水シート ハーフサイズ  
定価 [税込] ¥5,280

パラマウントベッド付属品

 <p>スイングアーム介助バー KS-096A 立ちあがりや移乗動作を補助、30度刻みで角度調整が可能。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D426</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>2,040円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>204円</td></tr> </table>	SPC品番	D426	月額レンタル料	2,040円	利用者負担(1割)	204円	 <p>サイドグリップ KS-030A ベッドにしっかり固定、安心してつかまれる</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D453</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>1,020円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>102円</td></tr> </table>	SPC品番	D453	月額レンタル料	1,020円	利用者負担(1割)	102円	 <p>ベッドサイドレール KS-191Q コンパクトで使いやすいタイプです。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D256</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>240円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>24円</td></tr> </table>	SPC品番	D256	月額レンタル料	240円	利用者負担(1割)	24円			
SPC品番	D426																						
月額レンタル料	2,040円																						
利用者負担(1割)	204円																						
SPC品番	D453																						
月額レンタル料	1,020円																						
利用者負担(1割)	102円																						
SPC品番	D256																						
月額レンタル料	240円																						
利用者負担(1割)	24円																						
 <p>ベッドサイドレール KS-161Q・KS-171Q ベッドからの転落や寝具の落下やズレを予防KS171Q→高さが高めのサイドレールです。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D231</td><td>D232</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>510円</td><td>510円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>51円</td><td>51円</td></tr> </table>	SPC品番	D231	D232	月額レンタル料	510円	510円	利用者負担(1割)	51円	51円	 <p>ベッドサイドレール(1本) KS-151Q 短いタイプのサイドレールです。スイングアーム介助バーと併用可</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D230</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>410円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>41円</td></tr> </table>	SPC品番	D230	月額レンタル料	410円	利用者負担(1割)	41円	 <p>ソフトカバー付きベッドサイドレール KS-161QC ベッドサイドレールのすき間をふさぎ、接触したときの衝撃を緩和します。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D255</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>810円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>81円</td></tr> </table>	SPC品番	D255	月額レンタル料	810円	利用者負担(1割)	81円
SPC品番	D231	D232																					
月額レンタル料	510円	510円																					
利用者負担(1割)	51円	51円																					
SPC品番	D230																						
月額レンタル料	410円																						
利用者負担(1割)	41円																						
SPC品番	D255																						
月額レンタル料	810円																						
利用者負担(1割)	81円																						
 <p>ベッドサイドテーブル KF-192 ガススプリング機能付きでレバーを握ると無段階の高さ調整が可能</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D608</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>3,360円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>336円</td></tr> </table>	SPC品番	D608	月額レンタル料	3,360円	利用者負担(1割)	336円	 <p>ベッドサイドテーブル KF-282 ノブボルト調整式のサイドテーブル</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D618</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>2,550円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>255円</td></tr> </table>	SPC品番	D618	月額レンタル料	2,550円	利用者負担(1割)	255円	 <p>オーバーテーブル サイドレールにのせるタイプの脱着が簡単に行けるテーブルです。</p> <table border="1"> <tr><td>月額レンタル料</td><td>510円～</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>51円～</td></tr> </table>	月額レンタル料	510円～	利用者負担(1割)	51円～					
SPC品番	D608																						
月額レンタル料	3,360円																						
利用者負担(1割)	336円																						
SPC品番	D618																						
月額レンタル料	2,550円																						
利用者負担(1割)	255円																						
月額レンタル料	510円～																						
利用者負担(1割)	51円～																						
 <p>オーバーベッドテーブル KF-833LA ベッドをまたぐタイプです。テーブル移動ロック機能付きで安心です。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D612A</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>4,070円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>407円</td></tr> </table>	SPC品番	D612A	月額レンタル料	4,070円	利用者負担(1割)	407円	 <p>リハビリテーブル KF-850 前輪キャスターはロック機能付きでしっかり固定ができ安全です。15度、30度のチルト機能付き。</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D614</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>4,070円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>407円</td></tr> </table>	SPC品番	D614	月額レンタル料	4,070円	利用者負担(1割)	407円	 <p>リハビリテーブル KF-840 高さ調整はノブボルトを緩めて行う、コンパクトタイプ</p> <table border="1"> <tr><td>SPC品番</td><td>D617</td></tr> <tr><td>月額レンタル料</td><td>4,070円</td></tr> <tr><td>利用者負担(1割)</td><td>407円</td></tr> </table>	SPC品番	D617	月額レンタル料	4,070円	利用者負担(1割)	407円			
SPC品番	D612A																						
月額レンタル料	4,070円																						
利用者負担(1割)	407円																						
SPC品番	D614																						
月額レンタル料	4,070円																						
利用者負担(1割)	407円																						
SPC品番	D617																						
月額レンタル料	4,070円																						
利用者負担(1割)	407円																						



キャスター(4コセット)

ストッパー付きキャスターです。ベッドシリーズに応じてキャスター各種取り揃えております。

月額レンタル料	1,020円
利用者負担(1割)	102円



延長フレーム 楽匠S/Z用

長身の方に対応できるようにベッドを延長できます。

SPC品番	Z(83幅) D711	Z(91幅) D712	S(91幅) D708	S(83幅) D709
月額レンタル料	1,430円		1,020円	
利用者負担(1割)	143円		102円	



延長マットレス

楽匠S/Zシリーズに適合。


SPC品番	83cm幅 D1014	91cm幅 D1013
月額レンタル料	610円	610円
利用者負担(1割)	61円	61円



イージーグライド SS・S・M

腰を上げずに滑りながらベッドから車いすなどへ楽に移乗できます。

タイプ	SS	S	M
SPC品番	D802SS	D803	D802M
月額レンタル料	1,530円	1,530円	1,530円
利用者負担(1割)	153円	153円	153円



フレキシムープM

ベッドから車いすへの立ち座り介助等に。

SPC品番	D805
月額レンタル料	1,220円
利用者負担(1割)	122円



フレキシベルトハグM

体にしっかり装着、ハンドルを握って立ち上がりや移乗をサポート。

SPC品番	D810
月額レンタル料	1,220円
利用者負担(1割)	122円

シーホネス付属品



ベッドサイドレール K-170R

ベッドからの転落や寝具の落下を予防する長いタイプのサイドレールです。

SPC品番	D239	幅99.5×ボトム～高さ39.5
月額レンタル料	510円	
利用者負担(1割)	51円	



ベッドサイドレール K-190R

短いタイプのサイドレール。回転アーム介助バーと合わせてご利用いただけます。

SPC品番	D235	幅59×ボトム～高さ41
月額レンタル料	510円	
利用者負担(1割)	51円	



回転式アーム介助バー K-40R

可動部は0°～150度に調整可能な立ちあがりや移乗動作を補助するための固定型バー。

SPC品番	D428	幅(全体)119×高さ51
月額レンタル料	2,040円	サイドレール部幅79
利用者負担(1割)	204円	

プラッツ付属品



パッド付ベッド用グリップ

膝をパッド部にあてながら立位を安定させる効果のある介助バーです。

SPC品番	D442	幅116.5×ボトム～高さ42.8
月額レンタル料	2,040円	
利用者負担(1割)	204円	



サイドレール BG-75J

コンパクトで使いやすいタイプです。

SPC品番	D233	幅75×ボトム～高さ40.5
月額レンタル料	410円	
利用者負担(1割)	41円	



サイドレール PA505-96

ベッドからの転落や寝具の落下を予防する長いタイプのサイドレールです。

SPC品番	D277	幅96×ボトム～高さ42.5
月額レンタル料	510円	
利用者負担(1割)	51円	

# マットレス




3Dメッシュ、エアメッシュの3層構造により通気性、速乾性、体圧分散に優れます。



**Aire**      **スペースケア**

幅	91
SPC品番	D1033
月額レンタル料	3,060円
利用者負担(1割)	306円


体圧分散に優れた撥水効果のある、お手頃な高性能マットレス。



**ジャスミンマットレスSPC-11**      **スペースケア**

幅	91
SPC品番	D1068
月額レンタル料	2,000円
利用者負担(1割)	200円


マットの左右のアクティブエリアに設けた空洞部分が変形し、沈みこむことによって、寝返りしやすくなりました。



**アルファプラ・すくっと Re**      **タイカ**

幅	83	91		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	D1060S	D1060	D1032S	D1032
月額レンタル料	3,060円	3,060円	3,060円	3,060円
利用者負担(1割)	306円	306円	306円	306円


固めでほどよいクッション性、優れた通気性と通水性。



**SPCスタンダードマットレス**      **スペースケア**

幅	83	91
SPC品番	D1025S	D1025
月額レンタル料	2,040円	2,040円
利用者負担(1割)	204円	204円

通気・ドライ(蒸れ軽減)2種類のカバータイプがあります。身体の接触面積をより広くすることで体圧分散性が向上!



**エバーフィットマットレス C3**      **パラマウントベッド**

幅	83	91	100		
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	レギュラー
SPC品番	D1057	D1059	D1036	D1035	D1064
月額レンタル料	3,060円	3,060円	3,060円	3,060円	4,020円
利用者負担(1割)	306円	306円	306円	306円	402円

通気・清拭2種類のカバータイプがあります。ソフト面・ハード面、両面使えるリバーシブル構造。



**エバーフィットマットレス 通気タイプ**      **パラマウントベッド**

幅	83	91	100		
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	レギュラー
SPC品番	D176	D174	D175	D173	D167
月額レンタル料	2,040円	2,040円	2,040円	2,040円	3,060円
利用者負担(1割)	204円	204円	204円	204円	306円


背上げ時マットレスが伸びて身体のずれを軽減します。通気、清拭タイプがあります。



**ストレッチフィット 通気タイプ**      **パラマウントベッド**

幅	83	91	100		
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	レギュラー
SPC品番	D198S	D198	D199S	D199	D1050
月額レンタル料	2,550円	2,550円	2,550円	2,550円	3,970円
利用者負担(1割)	255円	255円	255円	255円	397円

動きやすさと快適なクッション性を両立する厚さ7cmの薄型・軽量マットレスです。通気、清拭タイプがあります。



**ストレッチスリム 通気タイプ**      **パラマウントベッド**

幅	83	91	100		
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	レギュラー
SPC品番	D1002S	D1002	D1001S	D1001	D1003
月額レンタル料	2,040円	2,040円	2,040円	2,040円	2,950円
利用者負担(1割)	204円	204円	204円	204円	295円

# 床ずれ防止用具

独自の4×4スリット加工で体重が軽い人でも身体にフィットし体圧分散。



**アルファプラF 通気タイプ**      **タイカ**

幅	83	91	100		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー	レギュラー
SPC品番	E240S	E240	E238S	E238	E242
月額レンタル料	6,110円	6,110円	6,110円	6,110円	8,250円
利用者負担(1割)	611円	611円	611円	611円	825円


パラマウント製ベッドとのベッドリンク機能。臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵。



**ここちあ結起(3Dタイプ)**      **パラマウントベッド**

幅	83	91		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	E348S	E348	E347S	E347
月額レンタル料	8,150円	8,150円	8,150円	8,150円
利用者負担(1割)	815円	815円	815円	815円

中央部の水溶性バックが臀部の圧を効果的に分散! 背上げ時に特に高い効果を発揮します。清拭タイプは防水仕様。



**アクアフロートマットレス**      **パラマウントベッド**

幅	83	91		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	E228A	E223A	E228	E223
月額レンタル料	5,090円	5,090円	5,090円	5,090円
利用者負担(1割)	509円	509円	509円	509円

ワンタッチで使用、40kg~60kgまでの内圧調整を自動で行う簡単モード搭載!



**ネクサスR 7種類**      **ケーブル**

幅	84	90	100	
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	E350S	E350	E349S	E349
月額レンタル料	8,150円	8,150円	8,150円	8,150円
利用者負担(1割)	815円	815円	815円	815円
幅	プラスセット			
SPC品番	E357	E355	E353	
月額レンタル料	9,070円	9,070円	9,170円	
利用者負担(1割)	907円	907円	917円	

性能の異なるウレタンフォームを2層追構造。通気、清拭タイプがあります。



**ストレッチグライド通気**      **パラマウントベッド**

幅	83	91	100		
長さ	ミニ	レギュラー	ミニ	レギュラー	レギュラー
SPC品番	E235S	E235	E234S	E234	E236
月額レンタル料	5,090円	5,090円	5,090円	5,090円	6,110円
利用者負担(1割)	509円	509円	509円	509円	611円



**エバープラウド**      **パラマウントベッド**  
リバーシブル仕様で5層のウレタンフォーム・独自の生地「グライドシート」使用でずれ軽減・新素材「さらフェース」が蒸れ軽減で多面的に床ずれをサポート。

幅	83			
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
タイプ	ドライ	通気	ドライ	通気
SPC品番	E260	E254	E258	E256
月額レンタル料	6,110円	6,110円	6,050円	6,110円
利用者負担(1割)	611円	611円	605円	611円
幅	91			
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
タイプ	ドライ	通気	ドライ	通気
SPC品番	E259	E257	E248	E250
月額レンタル料	6,110円	6,110円	6,110円	6,110円
利用者負担(1割)	611円	611円	611円	611円


『3D除圧』と「お知らせ機能」で安全・安心を追求した高性能エアマットレス。



**アマダ**      **モルテン**

幅	83	91
SPC品番	E372	E371
月額レンタル料	9,170円	9,170円
利用者負担(1割)	917円	917円

自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス!



**オスカー**      **モルテン**

幅	83	91		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー
SPC品番	E345S	E345	E346S	E346
月額レンタル料	9,170円	9,170円	9,170円	9,170円
利用者負担(1割)	917円	917円	917円	917円

マットレスに内蔵のセンサーが背上げ角度を感知! 最適な内圧に自動調整。



**ビッグセル インフィニティー**      **ケーブル**

幅	84	90	100		
長さ	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー	レギュラー
SPC品番	E343S	E343	E344S	E344	E362
月額レンタル料	10,190円	10,190円	10,190円	10,190円	10,800円
利用者負担(1割)	1,019円	1,019円	1,019円	1,019円	1,080円

※介護保険負担割合証に記載の2割負担、3割負担のご利用者様は、各貨と品に記載してあるレンタル料金の2割又は3割が自己負担額になります。