


車いす / 自走式



ネクストコア NEXT-11B 松永製作所

左右独立の背張り調整機能とスリム&コンパクトが特徴。

SPC品番	A1014(40)
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円

A1014B(38)、A1014A(42)



ネクストコア・ミニモ NEXT-50B 松永製作所

小柄な方向への肘掛け跳ね上げ・脚部のスイングアウトができる多機能超低床車いす。

SPC品番	A1042
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円



ネクストコア・アジャスト NEXT-51B 松永製作所

肘掛の高さや座面の高さが調整可能で姿勢をサポートする自走型車いす。

SPC品番	A1035(40)
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円

A1035B(38)、A1039(42)



ウルトラ NA-U2W / ウルトラ NA-U2W エアリー仕様 日進医療器

スリム・軽量・安全と快適性に優れ、移乗にも配慮した多機能型です。

仕様	通常	エアリー
SPC品番	A1057A(38) A1057B(40) A1057C(42)	A1097A(38) A1097(40) A2059A(42)
月額レンタル料	6,110円	5,600円
利用者負担(1割)	611円	560円



スキット4 ミキ

介助ブレーキ付きで室内でも使用できる全幅55cm。

SPC品番	A1D6
月額レンタル料	6,930円
利用者負担(1割)	693円



3DX・SPC(自走式) 日進医療器

当社オリジナル背シートの車いす。背中のポケットに物を入れても背中を圧迫しないように工夫。


SPC品番	A1008(38) A1009(40) A1010(42)
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円



ウェイビットプラス 自走 カワムラサイクル

ノンバンク仕様。波型の曲線フレームが身体をしっかり支え前ズレを軽減。

SPC品番	A1041	A1041A
幅	40	42
月額レンタル料	5,090円	5,090円
利用者負担(1割)	509円	509円



ふわりすプラス自走 カワムラサイクル

力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。


SPC品番	A1078
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円



MEF-22 ミキ

座張・背張の調整が可能で、体に合ったフィッティングが可能。

SPC品番	A1127
月額レンタル料	7,130円
利用者負担(1割)	713円



エルゴライト自走 ラックヘルスケア

「軽量・快適型」洗練された欧州デザイン・座り心地のエルゴシート。

SPC品番	A1091
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円

車いす / 介助式



ネクストコア NEXT-21B 松永製作所

大きく背パイプを曲げた左右独立の背張り調整機能とスリム&コンパクトが特徴です。

SPC品番	A2007(40)
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円

A2020(38)、A2036(42)



ネクストコア ミニモ NEXT-60B 松永製作所

小柄な方向への肘掛け跳ね上げ・脚部のスイングアウトができる多機能超低床車いす。

SPC品番	A2032
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円



ネクストコア アジャスト NEXT-61B 松永製作所

肘掛の高さや座面の高さが調整可能で姿勢をサポートする介助型車いす。

SPC品番	A2026(40)
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円

A2026B(38)、A2026A(42)



ウルトラ NAH-U2W / ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

スリム・軽量・安全と快適性に優れた多機能型です。エアリー仕様はノンバンクタイヤです。

仕様	通常	エアリー
SPC品番	A2045A(38) A2045(40) A2045B(42)	A2059A(38) A2059(40) A2059B(42)
月額レンタル料	6,110円	5,600円
利用者負担(1割)	611円	560円



スキット2 ミキ

全幅48cmのコンパクト設計で、狭い通路も楽に通れます。

SPC品番	A270
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円



3DX・SPC(介助式) 日進医療器

当社オリジナル背シートの車いす。背中のポケットに物を入れても背中を圧迫しないように工夫。

SPC品番	A2002(38) A2003(40) A2004(42)
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円



ウェイビットプラス 介助 カワムラサイクル

ノンバンク仕様。波型の曲線フレームが身体をしっかり支え前ズレを軽減。

SPC品番	A2029	A2029A
幅	40	42
月額レンタル料	5,090円	5,090円
利用者負担(1割)	509円	509円



ふわりすプラス 介助 カワムラサイクル

力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。


SPC品番	A2057
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円



UR-2 ミキ

スタンダードなタイプ。

SPC品番	A2001
月額レンタル料	3,060円
利用者負担(1割)	306円



エルゴライト 介助 ラックヘルスケア

「軽量・快適型」洗練された欧州デザイン・座り心地のエルゴシート。

SPC品番	A2062
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円

※介護保険負担割合証に記載の2割負担、3割負担のご利用者様は、各貨と品に記載してあるレンタル料金の2割又は3割が自己負担額になります。

単位(cm)

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす・自走式

車いす
付属品

手すり

移動用

歩行補助杖

徘徊感知

自費
レンタル

住宅改修

特定福祉
用具販売

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす・介助式

車いす
付属品

手すり

移動用

歩行補助杖

徘徊感知

自費
レンタル

住宅改修

特定福祉
用具販売

車いす / 特殊

大柄な方向け
ノンバンク



ビックサイズ KJP-4 ミキ
オーダーメイドでしか対応できなかった「体の大きい方・体重の重い方」にご利用いただける耐荷重130kgのビックサイズ車いす。

SPC品番	A1D7
月額レンタル料	9,170円
利用者負担(1割)	917円


低床タイプ
ノンバンク



スマートプラス ラックヘルスケア
座幅や座奥が選べるので小柄な方にも対応できます。

タイプ	37.5幅	40幅
SPC品番	A1003N	A1003
月額レンタル料	5,090円	
利用者負担(1割)	509円	


多機能
コンパクト
ノンバンク



レボ ラックヘルスケア
フルモジュールのベーシックな車いすです。さまざまな身体状況にも合わせた調整が可能です。

タイプ	キャリパーブレーキなし	キャリパーブレーキあり	
幅	40	45	45
SPC品番	A1034	A1033	A1033B
月額レンタル料	8,150円	8,150円	10,190円
利用者負担(1割)	815円	815円	1,019円

超軽量



NAH-L7αC パッケージ 日進医療器
軽量ながら姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。軽量低反発の座クッションを標準装備しています。

SPC品番	A2068
月額レンタル料	6,110円
利用者負担(1割)	611円


自動ブレーキ



CRT-3LoB 自走ノバックブレーキ付 ミキ
立ちあがると自動ブレーキ作動。ブレーキのかけ忘れの転倒を未然に防ぎます。

SPC品番	A1101
月額レンタル料	6,980円
利用者負担(1割)	698円


屋内専用



ネクストコアくるり自走 NEXT-70B 松永製作所
幅90cmの廊下もくると回れる超コンパクト6輪車いすです。

SPC品番	A1065
月額レンタル料	7,640円
利用者負担(1割)	764円

車いす / リクライニング式




マイチルトコンパクト3D
マイチルト・コンパクト3D エレベーター 松永製作所
全幅53cmとコンパクトで屋内外の移動がスムーズに行えるティルト・リクライニング車いすです。

タイプ	3D	3Dエレベーター
SPC品番	A352	A352E
月額レンタル料	8,150円	9,170円
利用者負担(1割)	815円	917円



スキット8 ミキ
全幅49cmと非常にコンパクトでティルト機能だけでは姿勢保持が困難な場合に有効な“背角度調整機能”付きです。

SPC品番	A350
月額レンタル料	9,170円
利用者負担(1割)	917円



オアシスポジティブ 松永製作所
全長の短い超コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。狭い室内でも扱いやすい大きさです。コンパクトで多機能な車いすです。

幅	38	40
SPC品番	A341	A341B
月額レンタル料	8,960円	8,960円
利用者負担(1割)	896円	896円



ネットィem ラックヘルスケア
長時間座り心地の良い環境を提供できるティルト・リクライニング車いすです。

SPC品番	A354
月額レンタル料	13,950円
利用者負担(1割)	1,395円



REDWOOD-III SP 日進医療器
身体に合わせて様々な部位が調整可能な多機能ティルト/リクライニング車いすです。

SPC品番	A363
月額レンタル料	18,240円
利用者負担(1割)	1,824円



マイバディヘッドサポート
ユーキトレーディング
車いすに後付けでき、様々な位置・角度に設置可能。

SPC品番	B354
月額レンタル料	2,040円
利用者負担(1割)	204円



スーパーヘッドM アルバジャパン
設置のまま車いすの折りたたみも可能な商品。

SPC品番	N115
月額レンタル料	2,040円
利用者負担(1割)	204円



車いす用テーブル ビジョンタブラ
車いすの肘置き部にバンドを使い固定する車いす専用テーブルです。

SPC品番	B202
月額レンタル料	2,040円
利用者負担(1割)	204円



転倒防止付ボンベ架ネクストコア用 松永製作所
ネクストコアシリーズ専用のボンベ架台。

SPC品番	N144
月額レンタル料	1,020円
利用者負担(1割)	102円

※介護保険負担割合証に記載の2割負担、3割負担のご利用者様は、各貨と品に記載してあるレンタル料金の2割又は3割が自己負担額になります。

単位(cm)

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす・特殊

付車属品

手すり

移動用

歩行補助杖

徘徊感知

レンタル

住宅改修

特定福祉用具販売

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす・リクライニング式

付車属品

手すり

移動用

歩行補助杖

徘徊感知

レンタル

住宅改修

特定福祉用具販売

車いす / 電動式



独自のオムニホイールで76cmの回転半径を実現



分解ができるので移動の際に車などに搭載できます。


重さ52kg

WHILL モデルCK

WHILL

分解機能と軽量化により車載や省スペースでの収納を実現、取り外し可能な軽量バッテリーを採用。

SPC品番	A473
月額レンタル料	27,500円
利用者負担(1割)	2,750円




重さ26.5kg
(バッテリー含まず)

タウニジョイ X PLUS+

ヤマハ

狭い室内でも移動しやすいスリム&コンパクトな電動車いすで、介助者の負担も軽減できます。

タイプ	介助操作部なし	介助操作部付き
SPC品番	A478	A470
月額レンタル料	28,930円	30,560円
利用者負担(1割)	2,893円	3,056円




重さ28.7kg
(バッテリー含まず)

JW アクティブ PLUS+P タイプ

ヤマハ

手元のレバーで操作が簡単な電動車いすです。電動/手動の切り替えができ、状況により使い分けが可能。

タイプ	介助操作部なし	介助操作部付き
SPC品番	A468	A480
月額レンタル料	27,500円	30,560円
利用者負担(1割)	2,750円	3,560円



重さ16.9kg
(バッテリー含まず)

アシストホイールライト

ナブテスコ

登り坂になるとモーターがらくらくアシスト、下り坂で自動ブレーキがかかります。

SPC品番	A458
月額レンタル料	15,280円
利用者負担(1割)	1,528円



重さ89kg

遊歩スキップ neo

セリオ

スマート&コンパクトな電動カート。玄関からスムーズに外出。せま〜い歩道もスムーズ。

SPC品番	A466
月額レンタル料	20,370円
利用者負担(1割)	2,037円



重さ101kg

遊歩 フジ

セリオ

“シート下に10Lの収納”を搭載した他、傾斜センサーや緊急コール機能など、お客様の安全なご利用をサポートする機能が充実。

SPC品番	A481
月額レンタル料	23,430円
利用者負担(1割)	2,343円



重さ109kg

遊歩 パートナー

セリオ

やさしい音声案内付きの快適機能満載、コーナー減速機能や超低速モードで不安なく運転。

SPC品番	A443
月額レンタル料	23,430円
利用者負担(1割)	2,343円



車いす付属品

ラテックス

幅40
奥行80
厚さ6



らっぷあっぷプレミアムレギュラー スペースケア

車いすの座面と背面のクッション両側方からの包み込み感は心地も良く落ち着きます。また超撥水素材の防水に非常に強いクッションカバーを使用しています。

SPC品番	B1014
月額レンタル料	2,040円
利用者負担(1割)	204円

幅40
奥行40
厚さ6



らっぷあっぷプレミアムハーフ スペースケア

ハーフサイズのスペースケアオリジナルクッション。座面はもちろん背中にも使う事ができます。

SPC品番	B1015
月額レンタル料	1,020円
利用者負担(1割)	102円

ジェル



PELFEE (ペルフィー)

スペースケア

体圧分散に優れ、水洗いもできる車いす用ジェルクッション。

SPC品番	B1020	幅41 奥行41 厚さ7
月額レンタル料	1,830円	
利用者負担(1割)	183円	

エアフォーム



リフレックス ユーキトレーディング

座ると自動で空気が抜け、臀部の形に合わせます。

SPC品番	B166	幅40 奥行40 厚さ7.5
月額レンタル料	2,040円	
利用者負担(1割)	204円	

エクスジェル



アウルREHA 3Dレギュラー

加地

3D形状で安定した座位を実現、骨盤の後傾による前ずれ予防。

SPC品番	B183	幅40 奥行40 厚さ5.3~
月額レンタル料	2,650円	
利用者負担(1割)	265円	

エクスジェル



アウルREHA レギュラー

加地

座位保持ができる方向への体圧分散と足つき性を求めるクッション。

SPC品番	B1010	幅40 奥行40 厚さ4
月額レンタル料	2,040円	
利用者負担(1割)	204円	

エクスジェル



アウル REHA 3D ジャスト

加地

3D形状で厚みを抑えた快適姿勢保持クッション。

SPC品番	B1013	幅40 奥行40 厚さ3.5~
月額レンタル料	2,040円	
利用者負担(1割)	204円	

エクスジェル



アウル REHA 3D ハイ

加地

高い体圧分散性を保持するハイスベックタイプ。

SPC品番	B1022	幅40 奥行40 厚さ6.5~
月額レンタル料	2,950円	
利用者負担(1割)	295円	

流動体



J2クッション

サンライズメディカル

お尻の形に合わせたベース(基部)と無反発の特殊流動体パッドの組み合わせでお尻にかかる圧力を分散。

SPC品番	B141
月額レンタル料	5,090円
利用者負担(1割)	509円

幅38.1×奥行38.1×厚さ7.6
幅40.6×奥行40.6×厚さ7.6
幅45.7×奥行40.6×厚さ7.6

ウレタン



アルファプラ Fクッション

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えたクッション。

SPC品番	B1033	幅40 奥行40 厚さ7.5
月額レンタル料	2,040円	
利用者負担(1割)	204円	

エアセル



パワークッション

モルテン

空気圧調整とプッシュアップを自動で行い、臀部の痛みを軽減。

SPC品番	B1043	幅38 奥行40 厚さ8
月額レンタル料	4,480円	
利用者負担(1割)	448円	

エアセル



ロホクッション ミドルタイプ

ベルモビール

特殊な空気調整のセル構造の床ずれ防止用クッション。

SPC品番	B1004	幅38 奥行38 厚さ8.3
月額レンタル料	4,890円	
利用者負担(1割)	489円	

座位調整



FC-フィット(背) アイ・ソネックス

アイ・ソネックス

丈夫でソフトなロングパッドで背中をしっかりサポート。

SPC品番	B170
月額レンタル料	1,020円
利用者負担(1割)	102円

ベース部:幅40×高さ22×厚さ1
ロングパッド部:幅14×高さ16.5×奥行23



FC-フィット(腰) アイ・ソネックス

アイ・ソネックス

3Dフォルムで腰をサポート。

SPC品番	B170A
月額レンタル料	1,020円
利用者負担(1割)	102円

サイズ:幅41×高さ20×奥行16.5cm



スカラモービル

アルパジャパン

階段昇降での介助者の負担を大幅に軽減。

SPC品番	B866
月額レンタル料	53,470円
利用者負担(1割)	5,347円

※ご利用に関しては財テクノエイド協会認定の安全指導員による操作説明が必要です。



アルパジャパン

階段昇降での介助者の負担を大幅に軽減。

SPC品番	B866
月額レンタル料	53,470円
利用者負担(1割)	5,347円

※ご利用に関しては財テクノエイド協会認定の安全指導員による操作説明が必要です。

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす・電動式

車いす
付属品

手すり

移動用
リフト

歩行補助
歩行補助杖

徘徊感知
機器

自費
レンタル

住宅改修

特定福祉
用具販売

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす

車いす
付属品

手すり

移動用
リフト

歩行補助
歩行補助杖

徘徊感知
機器

自費
レンタル

住宅改修

特定福祉
用具販売