

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす

付車属品

手すり

移動用


歩行補助杖

徘徊感知

自費レンタル

住宅改修

特定福祉用具販売




安寿 楽らく開閉シャワーベンチ S/U/Sフィット アロン化成  
簡単に開閉できるので、一人での入浴も安全に行えます。

	S	U	Sフィット	税込価格
レッド	536-080	536-085	536-090	30,800円
ブルー	536-081	536-086	536-091	
グリーン	536-082	536-087	536-092	




安寿 折りたたみシャワーベンチ FS/FSフィット アロン化成  
最薄クラスの折り畳み幅15cmとコンパクトサイズです。

	FS	FSフィット	税込価格
レッド	536-050	536-056	29,700円
ブルー	536-051	536-057	
グリーン	536-052	536-058	



安寿 折りたたみシャワーベンチ IS/IU/IN-S アロン化成  
他製品と比べて、座面に奥行きがあります。

	IS	IU	IN-S	IS/IU 税込	IN-S 税込
レッド	536-322	536-332	536-342	27,500円	26,950円
ブルー	536-320	536-330	536-340		
グリーン	536-326	536-336	536-346		



安寿 折りたたみシャワーベンチ FC(背付きタイプ) アロン化成  
最薄クラスの折り畳み幅15cm、背もたれ付きです。

	税込	
レッド	536-059	24,200円
ブルー	536-060	
グリーン	536-061	



安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC アロン化成  
狭い浴室でも使えるコンパクトサイズです。

	背付	骨盤サポート	税込
レッド	536-362	536-382	22,000円
ブルー	536-360	536-380	
グリーン	536-366	536-386	



安寿 ひじ掛け付シャワーベンチ まわるくん アロン化成  
足腰に負担の少ない、360度回転するシャワーベンチです。

	税込	
レッド	536-192	38,500円
ブルー	536-190	



シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP ワンタッチおりたたみN パナソニック  
ワンタッチで折り畳みが可能です。一人でも安心して入浴ができます。

	税込	
ブルー	PN-L41821A	29,150円
オレンジ	PN-L41821D	
モカブラウン	PN-L41821BR	



シャワーチェア[ユクリア]コンパクト ワンタッチおりたたみN パナソニック  
ワンタッチで折り畳みが可能です。小柄な方にお勧めです。

	税込	
ブルー	PN-L41421A	24,750円
オレンジ	PN-L41421D	
モカブラウン	PN-L41421BR	



シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP 腰当付おりたたみN パナソニック  
折り畳み式でひじ掛け跳ね上げ式、背中が洗いやすく座位も取りやすいです。

	税込	
ブルー	PN-L42021A	22,550円
オレンジ	PN-L42021D	
モカブラウン	PN-L42021BR	



安寿 バスボードH-L/H-S はねあげくん アロン化成  
座面が跳ね上げできるので、バスボード本体を浴槽から取り外す必要なく湯船につかれます。

	税込
(H-S) 76 (H-L) 82	43,780円
40	



安寿 バスボードU-S/U-L アロン化成  
厚さ2.5cmの薄型タイプです。

	税込	税込	
U-S	29,700円	U-L	32,450円



バスベンリーデラックス II / バスベンリーレギュラー II レイクス21  
回転盤でスムーズに入浴できます。

	税込	税込	
①	46,200円	②	52,800円




安寿 浴槽手すり UST-130N アロン化成  
トルク機能で安心取り付け。

	税込価格	
レッド	536-612	29,150円
ブルー	536-613	
グリーン	536-618	




安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB/ショート アロン化成  
ユニットバス専用手すりです。

	130UB	UBショート	税込価格
レッド	536-630	536-640	33,000円
ブルー	536-631	536-641	
グリーン	536-632	536-642	



入浴グリップ[ユクリア]UB専用コンパクト 130脚付 / 200脚付 パナソニック  
ユニットバス対応で浴槽弯曲が3cmまで対応可能です。

	130脚付	200脚付	130脚付 税込	200脚付 税込
ブルー	PN-L12311A	PN-L12312A	33,000円	35,200円
オレンジ	PN-L12311D	PN-L12312D		
モカブラウン	PN-L12311BR	PN-L12312BR		



安寿 ステンレス製浴槽台R"あしびた"シリーズ 浴槽台R アロン化成  
浴槽内での立ち座りを楽にしたい方に。

	標準	標準ソフト	ジャスト	ジャストソフト	ミニ	ミニソフト
	レッド(ブルー)	レッド	レッド(ブルー)	レッド	レッド(ブルー)	レッド
15-20	536-444(445)	536-454	536-494(495)	536-502	536-464(465)	536-474
20-30	536-446(447)	536-456	536-498(499)	536-504	-	-
税込	19,800円	20,900円	19,800円	20,900円	19,800円	20,900円



安寿 軽量浴槽台 ジャスト/ミニ アロン化成  
軽量で浴槽への出し入れが楽に行うことが可能です。

	税込	
税込 20,350円		
ジャスト(レッド)	536-550	536-570
ミニ(レッド)	536-555	536-575



ぐるぐるチェアD ウチエ  
360°座面が回転。

	税込
O型・U型	107,800円



シャワーラクV ウチエ  
脚部が左右に開きスムーズに移乗ができます。

	税込	税込	
O型・U型	96,800円	セーフティO型・U型	99,000円




シャトレチェア6輪 ウチエ  
最大10cmの段差越えと小回りを重視したタイプです。

	税込
O型・U型	124,300円



安寿 吸着すべり止めマット S/M アロン化成  
たくさんの吸盤で、浴槽にしっかり設置。

	S(36×55)	M(36×70)
レッド	535-448	535-458
ブルー	535-447	535-457
グリーン	535-449	535-459
税込	4,950円	6,050円



安寿 おく楽すべり止めマット アロン化成  
置くだけで簡単に設置が可能。

	小(38×55)	中(38×70)	大(38×87)
レッド	535-130	535-133	535-136
ブルー	535-131	535-134	535-137
グリーン	535-113	535-114	535-115
税込	5,500円	5,720円	6,600円



オーバリンク マットタイプ 弘進ゴム  
浴槽・浴室用滑り止め。M: 38×55×0.2cm L: 38×70×0.2cm

	税込	税込	
M	6,050円	L	6,380円

特殊寝台(ベッド本体) / 他

スロープ

車いす

付車属品

手すり

移動用

歩行補助杖

徘徊感知

自費レンタル

住宅改修

特定福祉用具販売



家具調トイレ セレクトR 各種

アロン化成

住環境・体格に合わせて選ぶことが可能。家具調の為部屋にも馴染みやすいです。



	コンパクト		ノーマル		はねあげ	
	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
標準	533-880 39,600円(税込)	533-850 56,100円(税込)	533-856 61,600円(税込)	533-865 69,300円(税込)	533-871 74,800円(税込)	
ソフト	533-881 46,200円(税込)	533-851 62,700円(税込)	533-857 68,200円(税込)	533-866 75,900円(税込)	533-872 81,400円(税込)	
暖房	533-882 56,650円(税込)	533-852 73,150円(税込)	533-858 78,650円(税込)	533-867 86,350円(税込)	533-873 91,850円(税込)	

家具調トイレ 座楽シリーズ

パナソニック

用途に合わせて選びやすいポータブルトイレです。尿漏れしにくくふき取りやすい形状です。




	ベーシック	コンパクト	はねあげ	昇降
プラスチック便座	PN-L23306 58,300円(税込)	PN-L23206 39,600円(税込)	PN-L23406 69,300円(税込)	PN-L23706 77,000円(税込)
ソフト便座	PN-L23307 62,700円(税込)	PN-L23207 44,000円(税込)	PN-L23407 73,700円(税込)	PN-L23707 81,400円(税込)
あたたか便座	PN-L23308 71,500円(税込)	PN-L23208 52,800円(税込)	PN-L23408 82,500円(税込)	PN-L23708 90,200円(税込)



安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップタイプ

ワンタッチで排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありません。防臭効果のあるフィルムで汚物を密閉し、ニオイを防ぎます。


	標準	ソフト	暖房	(ノーマル)
ノーマル	533-940	533-941	533-942	幅 48×奥行 55.5~57.5 ×高さ 78~90
税込	140,800円	147,400円	157,850円	(はねあげ)
はねあげ	533-943	533-944	533-945	幅 54×奥行 61 ×高さ 78~90
税込	162,800円	169,400円	179,850円	



安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

尿こぼれ防止機能で安心・清潔!


	標準	ソフト便座	暖房便座
ブラウン	533-900	533-901	533-902
税込	34,100円	40,700円	51,150円
ベージュ	533-920	533-921	533-922
税込	34,100円	40,700円	51,150円



安寿 家具調トイレ AR-SA1 シャワピタ

前後左右に洗浄ノズルを調節できるのでおしりにピッタリシャワーが合います。

	ノーマル	はねあげL	はねあげH
	533-818	533-814	533-816
税込	118,800円	162,800円	162,800円



ポータブルトイレ 座楽ラフィエネ

前後傾斜脚ゴム無しタイプ。利用者・介助者に配慮した多機能トイレです。

	モカブラウン	ミスティパープル	ベージュ
プラスチック便座	PN-L30200B	PN-L30200V	PN-L30200BE
税込	29,700円	29,700円	29,700円



ウォッシュレット付補高便座SB TOTO

	エロンゲート	レギュラー
3cm補高	EWCS451S-44	EWCS450-44
5cm補高	EWCS441S-44	EWCS440-44



補高便座やわらか

	3cm補高	6cm補高
VALSHBY3	VALSHBY3	VALSHBY6
税込	11,000円	13,750円



安寿 サニタリエース HG両用式

	534-113(アイボリー)	534-114(ライトブルー)
税込	19,250円	




安寿 サニタリエース HG据置式

	534-123(アイボリー)	534-124(ライトブルー)
税込	22,550円	



安寿 尿器・尿器受け

尿器	女性用	男性用	533-731	533-730	533-733
尿器	2,970円(税込)	2,860円(税込)			
尿器受け			3,520円(税込)		



安楽尿器DX

	女性用	男性用
税込	4,840円	4,620円



ポータブルトイレ用消臭液

	400ml	1000ml
税込	792円	1,650円



すっきりポイ(533-226) 30枚入

税込	4,290円
----	--------

特殊寝台(ベッド本体) / 他  
スロープ  
車いす  
付車  
車いす  
手すり  
移動用  
歩行補助杖  
徘徊感知  
自費  
住宅改修  
特定福祉用具販売

特殊寝台(ベッド本体) / 他  
スロープ  
車いす  
付車  
車いす  
手すり  
移動用  
歩行補助杖  
徘徊感知  
自費  
住宅改修  
特定福祉用具販売



スペースケアでは、ADL低下の原因である身体機能低下や認知機能低下に対して、福祉用具を用いてご利用者様、ご家族様の生活をサポートします。  
福祉用具は、介護環境にあったものを適切に利用することで、負担を少なくすることができます。数多くある福祉用具の中から、現場に適した用具をご用意することで、ご利用者様の活動量の向上や転倒予防を主として、介護に関わる方々が笑顔で日々をお過ごしいただける様お手伝いさせていただきます。



船橋営業所 / 理学療法士  
小川 尚哉

### 介護ベッド利用時のポイント



<悪い姿勢>



<良い姿勢>

ベッドの足側に寝すぎた場合、そのままの位置で背上げを行うと腰や胸部から身体が曲がって呼吸が苦しくなったり、飲み込みが悪くなったりします。ベッド上でのズレや圧迫は床ずれの原因にもなります。

### スライドシートを利用した寝位置の移動



①スライドシートを身体の下に敷きこむ ②骨盤から足首あたりでやりやすい位置を支える ③ベッド上方に向かって押す

ベッドの頭側からご利用者様を引っ張る方法は、ご利用者様や介助者の負担が大きく、床ずれの原因になったり身体のこわばりを増加させたりします。スライドシートを利用することで、互いに身体の負担が少なく寝位置を移動できます。また、背上げ時はベッド本体の背上げ軸とご利用者様の股関節の位置を目安に合わせると、身体のずれが軽減できます。



スライドシート  
「移座えもん」



良い姿勢で背上げをすることにより、誤嚥性肺炎や床ずれの予防になる他、食事や趣味等が楽に行えるようになります。食事に関しては、背上げ角度を60度以上にすることで、誤嚥性肺炎を防ぐことができます。



### 介助バーを利用した立ち上がり動作



介助バーの角度を調節します。基本的には90度を開いての利用がおすすめです。



身体より前方に掴まるものがあることで、前かがみになりやすく、立ち上がりの負担が減ります。



ベッドにしっかり固定されているので、安心して掴まれます。



介助バー



車いすのひじ掛けを跳ね上げたりフットサポートを外す事で、スムーズに移乗ができるようになります。

### 介護ベッドからの移乗動作



### 移乗ボードを利用した移乗動作



移乗ボード  
「イージーグライド」



座ったまま臀部をスライドして移乗ができます。



ベッドの高さを調節して、乗り移る先を少し低くするとより、より安定した動作が行えます。



立ち上がりや方向転換動作が難しい方におすすめの移乗方法です。

### 置き型手すりの設置例



ベッドや布団の下に敷きこんで寝起き動作の補助に。



両手でしっかり掴まることができます。



L字型の形状で寝起き動作や立ち上がり、移乗動作までしっかり支えてくれます。



置き型手すり  
「らくあつぷ」