

# スペースケアオリジナル商品のご紹介!!

体圧分散

保温性

通気性

速乾性

3Dメッシュ, エアメッシュの3層構造により体圧分散に優れます。通気性があり保温性もあるのです。夏でも冬でも快適にご使用できます。速乾性に優れ汗や尿による蒸れを防ぎます。



※画像は使用イメージです。

**Aire**  
SpaceCare - Mattress




持ち運びに便利  
サイドベルト!

品名 Aire (アイレ)

質量 12kg

材質

表面素材: ポリエステル  
内部素材: エチレン プロポリマー



[販売] 希望小売価格 150,000円 / [レンタル] 月額 3,060円 TAISコード: 01496-000011

お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ先

SpaceCare 株式会社スペースケア

[本社] 〒273-0018 千葉県船橋市栄町1-21-28  
TEL 047-401-5500 / FAX 047-401-5501

URL: <http://www.spacecare.co.jp>