

NEW

スペースケアオリジナル商品のご紹介

オリジナル カーボン杖 ささエール

360度回転の杖先により斜面でのグリップ力がより安定します。アンチショック機能を搭載しているので地面からの衝撃を軽減出来ます。



POINT

強固で軽量の
カーボン素材



POINT

握りやすい
細身グリップ




POINT

360度回転で
斜面でも安心



POINT

未使用時の
安定自立型



※画像はイメージです。



[販売] 希望小売価格:18,500円(非課税) / [レンタル] 月額:1,830円(非課税) 【TAISコード:01496-000013】

仕様

品名: ささエール
品番: SPC-008
サイズ: 全幅 135mm
高さ 720~880mm (30mmピッチ7段階調節)
脚部寸法 80mm×80mm
シャフト先端太さ 19mm

質量: 420g
耐荷重: 120kg
材質: シャフト/グリップ: カーボン
3点部分: ABS+TPR

※ストラップは同梱しております。

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先

 SpaceCare

www.spacecare.co.jp

株式会社スペースケア

本社 | 営業サポートセンター

〒273-0018 千葉県船橋市栄町1-21-28
TEL 047-437-1113 / FAX 047-401-5501